


## Statyw z PP na 36 fiolek



### WHEATON<sup>®</sup>

Przeznaczony do przechowywania wszystkich fiolek Wheaton o śr. do 23,1 mm w rzędach 3 x 12. Wykonany z odpornego chemicznie polipropylenu. Autoklawowalny do 121°C/20 min. Specjalne bolce na obrzeżach zapewniają stabilność oraz ułatwiają ustawianie piętrowe. Kodowanie alfanumeryczne umożliwia łatwą identyfikację próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	9-0454	Statyw (PP) na 36 fiolek o śr. 23,1 mm	5 szt.

#### Opis

Przeznaczony do przechowywania wszystkich fiolek Wheaton o śr. do 23,1 mm w rzędach 3 x 12. Wykonany z odpornego chemicznie polipropylenu. Autoklawowalny do 121°C/20 min. Specjalne bolce na obrzeżach zapewniają stabilność oraz ułatwiają ustawianie piętrowe. Kodowanie alfanumeryczne umożliwia łatwą identyfikację próbek.

**Wymiary:** 91 x 322 x 28 mm (szer. x dł. x wys.).