



Statywy na fiołki (stal szlachetna)



WHEATON[®]

Wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej. Wyposażone w wygodne uchwyty na obu końcach. Z polem do opisu ułatwiającym identyfikację zawartości. Nakładki po obu stronach uchwytów umożliwiają ustawianie piętrowe. Statyw o Nr-Art. 9-0460 przeznaczony jest na fiołki o śr. do 17,5 mm, a statyw o Nr-Art. 9-0461 na fiołki o śr. do 28,5 mm. Odstęp między poszczególnymi rzędami wynosi 3,49 cm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba miejsc |
|---|---------|---------------------------------|---------------|
|  | 9-0460 | Statyw z otworami o śr. 17,5 mm | 90 miejsc |
|  | 9-0461 | Statyw z otworami o śr. 28,5 mm | 40 miejsc |

Opis

Wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej. Wyposażone w wygodne uchwyty na obu końcach. Z polem do opisu ułatwiającym identyfikację zawartości. Nakładki po obu stronach uchwytów umożliwiają ustawianie piętrowe. Statyw o Nr-Art. 9-0460 przeznaczony jest na fiołki o śr. do 17,5 mm, a statyw o Nr-Art. 9-0461 na fiołki o śr. do 28,5 mm. Odstęp między poszczególnymi rzędami wynosi 3,49 cm.

Wymiary: 34 x 15 x 8 cm.

Ciężar: 910 g.