



## Statywy na 50 fiolek scyntylacyjnych



### WHEATON<sup>®</sup>

Przeznaczony na 50 fiolek o śr. do 28 mm. Wykonany z polipropylenu. Odporny na chemikalia i autoklawowalny w temp. do 121°C. Ze wzmocnionym spodem. Z możliwością ustawiania piętrowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	9-0456	Statywy z PP na 50 fiolek scyntylacyjnych o śr. do 28 mm	5 szt.	868806

#### Opis

Przeznaczony na 50 fiolek o śr. do 28 mm. Wykonany z polipropylenu. Odporny na chemikalia i autoklawowalny w temp. do 121°C. Ze wzmocnionym spodem. Z możliwością ustawiania piętrowego.

**Wymiary:** 17 x 23 x 3 cm (szer. x dł. x wys.).