





## Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi Helipur<sup>®</sup>

**B | BRAUN**

Helipur<sup>®</sup> - środek do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu laboratoryjnego i powierzchni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	B-6132	Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi Helipur <sup>®</sup>	butelka z dozownikiem	1 l
	B-6133	Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi Helipur <sup>®</sup>	kanister	5 l

### Opis

Preparat Helipur<sup>®</sup> jest wykorzystywany do mycia i dezynfekcji instrumentów oraz wyposażenia laboratoryjnego. Nadaje się do dezynfekcji narzędzi odpornych na działanie wysokich temperatur. Do termostabilnych instrumentów z metalu, szkła i ceramiki. Koncentrat jest wydajny i ekonomiczny. Ma szerokie spektrum działania. Wykazuje wysoką skuteczność wobec bakterii, wirusów oraz grzybów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Testowany w warunkach in vitro oraz w symulowanych warunkach szpitalnych (metodologia DGHM / VAH), zgodnie z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563. Wyrób medyczny klasy IIB.