



## System na pudełka neoStapelRack<sup>®</sup>

Wielopoziomowy system wykorzystywany w lodówkach, zamrażarkach lub na stołach laboratoryjnych. Przeznaczony do przechowywania standardowych pudełek o wys. 50-53 mm. Stapel-Rack<sup>®</sup> składa się z pojedynczych platform wraz z nakrywkami (bez lub z uchwytem) połączonych ze sobą klamrami. Na ściankach bocznych i na spodzie systemu znajdują się duże otwory zapewniające cyrkulację powietrza.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2998	Nakrywka z uchwytem do neoStapelRack - biała
	2-2999	Pojedynczy element systemu neoStapelRack - biały
	2-3000	Klamry do systemu poziomego (para) - niebieskie
	2-3001	Nakrywka bez uchwytem do neoStapelRack - biała
	2-3002	Pojedynczy element systemu neoStapelRack - niebieski
	2-3003	Nakrywka z uchwytem do neoStapelRack - niebieska
	2-3004	Nakrywka bez uchwytem do neoStapelRack - niebieska

### Opis

Wielopoziomowy system wykorzystywany w lodówkach, zamrażarkach lub na stołach laboratoryjnych. Przeznaczony do przechowywania standardowych pudełek o wys. 50-53 mm. Stapel-Rack<sup>®</sup> składa się z pojedynczych platform wraz z nakrywkami (bez lub z uchwytem) połączonych ze sobą klamrami. Na ściankach bocznych i na spodzie systemu znajdują się duże otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Każda platforma posiada z przodu półokrągłe wycięcie umożliwiające łatwe i wygodne wyciąganie pudełek.

**Wymiary zew. elementu podstawowego:** 146 x 150 x 58 mm (szer. x gł. x wys.)

**Wymiary wew. elementu podstawowego:** 140 x 147 x 55 mm

**Materiał:** PC biały lub niebieski. Możliwość autoklawowania. Odporny na temp. od -130°C do +130°C.

#### Do wyboru 2 warianty montażu:

**1. Pionowo:** System pionowy może składać się maks. z 10 elementów ustawionych piętrowo. Poszczególne części systemu połączone są ze sobą specjalnymi haczykami. Pojedyncze elementy mogą zostać w każdej chwili zdemontowane.

**2. Poziomo:** System poziomy może składać się z maks. 4 elementów połączonych ze sobą bocznymi ściankami. Poszczególne części połączone są ze sobą z boku i/lub z tyłu za pomocą klamer (każdorazowo 1 para). Każdy element podstawowy można wyposażyć w nakrywkę bez uchwytem.

System neoStapelRack® przeznaczony jest do kriopudełek kartonowych o Nr-Art. 2-2700 i 2-2900, pudełek neoBox 81-miejscowych o Nr-Art.: od 2-2910 do 2-2915, pudełek neoBox-100 o Nr-Art.: 2-1967 i 2-1935 i kolejnych, pudełek na próbki/krioprobówki o Nr-Art.: 2-1642 i 2-1643.