





Pojemniki z PP na próbki - poj. 125 ml

DESIGN, INJECTION & TOOLING
NOEX[®]

Wysokiej jakości pojemniki na próbki o poj. 125 ml wykonane z polipropylenu. Z polem do opisu i podziałką. Dostępne w wersji niesterylnej i sterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	P-1200	Pojemniki z PP z zakrętką	125 ml	60 x 75 mm	niesterylne	worek	500 szt.
	P-1201	Pojemniki z PP z zakrętką	125 ml	60 x 75 mm	niesterylne	worek	200 szt.
	P-1202	Pojemniki z PP z zakrętką	125 ml	60 x 75 mm	sterylne	worek	200 szt.
	P-1203	Pojemniki z PP z zakrętką	125 ml	60 x 75 mm	sterylne	pak. ind.	200 szt.

Opis

Wysokiej jakości pojemniki na próbki o poj. 125 ml wykonane z polipropylenu. Dostępne w wersji niesterylnej i sterylnej. Pojemniki P-1200 pakowane są po 500 szt. Nakrętki nie są nakręcone. Pozostałe modele dostarczane są z zakręconą nakrętką. Pojemniki P-1203 są pakowane indywidualnie. Pojemniki z PP na próbki umożliwiają bezpieczne przechowywanie i transport próbek, w tym materiału biologicznego. Gwarantują szczelność i chronią próbki przed kontaminacją lub rozlaniem. Dodatkowo posiadają skalę, która pozwala oszacować objętość próbki, a także pole do opisu, ułatwiające jej właściwe oznaczenie.