



## Głaszczki L-kształtne z polistyrenu

DESIGN, INJECTION & TOOLING  
**NOEX**<sup>®</sup>

Jednorazowe głaszczki L-kształtne wykonane z najwyższej jakości polistyrenu (PS). Białe. Sterylne. Dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 250, 400 lub 500 szt. Pakowane indywidualnie, w pakiety po 25 szt. lub po 5 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	P-1220	Głaszczki L-kształtne	PS	białe	sterylne	pak. ind.	250 szt.
	P-1221	Głaszczki L-kształtne	PS	białe	sterylne	80 x 5 szt.	400 szt.
	P-1222	Głaszczki L-kształtne	PS	białe	sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.

### Opis

Jednorazowe głaszczki Noex w kształcie litery L wykonane z najwyższej jakości polistyrenu (PS) barwionego na białe. Wyjątkowo trwałe. Idealna sztywność i ergonomiczny kształt ułatwiają pracę w laboratorium. Gładka powierzchnia gwarantuje bezproblemową, łatwą pracę z płytkami z podłożem do hodowli. Dostępne w wersji sterylnej w opakowaniach zbiorczych po 250, 400 lub 500 szt. Pakowane indywidualnie, w pakiety po 25 szt. lub pakiety po 5 szt.