



Głaszczki T-kształtne z polistyrenu

DESIGN, INJECTION & TOOLING
NOEX[®]

Jednorazowe głaszczki w kształcie litery T wykonane z najwyższej jakości polistyrenu (PS) barwionego na niebiesko. Sterylne. Dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 250 szt., 400 szt. lub 500 szt. Pakowane indywidualnie, w pakiety po 25 szt. lub po 5 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	P-1230	Głaszczki T-kształtne	PS	niebieskie	sterylne	pak. ind.	250 szt.
	P-1231	Głaszczki T-kształtne	PS	niebieskie	sterylne	80 x 5 szt.	400 szt.
	P-1232	Głaszczki T-kształtne	PS	niebieskie	sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.

Opis

Jednorazowe głaszczki Noex w kształcie litery T wykonane z najwyższej jakości polistyrenu (PS) barwionego na niebiesko. Charakteryzują się wyjątkową trwałością. Idealnie sztywne i ergonomiczne. Dostępne w wersji sterylnej w opakowaniach zbiorczych po 250 szt., 400 szt. lub 500 szt. Pakowane indywidualnie, w pakiety po 25 szt. lub pakiety po 5 szt.