

Płytki Terasaki do mikrotestów



Płytki Terasaki do mikrotestów. W zestawie z pokrywką. Przeznaczone do oznaczania antygenów HLA. Posiadają powierzchnię obrabianą w celu zwiększenia adhezji komórek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Materiał	Liczba dołków	Pakowane	Szt./Op.
	653190	Płytki Terasaki do mikrotestów	z pokrywką	PS	60 dołków	4 x 120 szt.	480 szt.

Opis

Płytki Terasaki firmy Greiner Bio-One są przeznaczone do serologicznego oznaczania antygenów HLA. Wyprodukowane z przezroczystego polistyrenu (PS). Adhezja komórek jest znacząco polepszona dzięki fizycznej obróbce powierzchni (1 rok gwarancji na powierzchnię od daty produkcji). Płytki posiadają dołki kodowane alfanumerycznie. Ścianki dołków stożkowe, natomiast dno płaskie. Dostarczane wraz z przezroczystą pokrywką z PS. Niesterylne.

Zakres temp. użytkowania: od -20°C do +60°C.

Pojemność dołka: 10 µl.

Wym. płytki (dł.x szer. wys.): 83,3 x 58 x 11 mm.