



Czerwony wąż gumowy



Czerwony wąż gumowy. Wykonany z kauczuku naturalnego. Gładki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. zew.	Śr. wew.	Gr. ścianki
	E-4175	Czerwony wąż gumowy	6 mm	3 mm	1,5 mm
	E-4176	Czerwony wąż gumowy	7 mm	4 mm	1,5 mm
	E-4177	Czerwony wąż gumowy	8 mm	5 mm	1,5 mm
	E-4178	Czerwony wąż gumowy	9 mm	6 mm	1,5 mm
	E-4179	Czerwony wąż gumowy	11 mm	7 mm	2,0 mm
	E-4180	Czerwony wąż gumowy	12 mm	8 mm	2,0 mm
	E-4181	Czerwony wąż gumowy	14 mm	10 mm	2,0 mm
	E-4182	Czerwony wąż gumowy	15 mm	5 mm	5,0 mm
	E-4183	Czerwony wąż gumowy	16 mm	6 mm	5,0 mm
	E-4184	Czerwony wąż gumowy	17 mm	7 mm	5,0 mm
	E-4185	Czerwony wąż gumowy	18 mm	8 mm	5,0 mm
	E-4186	Czerwony wąż gumowy	20 mm	10 mm	5,0 mm
	E-4187	Czerwony wąż gumowy	10 mm	26 mm	8,0 mm

Opis

Czerwony wąż gumowy. Wykonany z kauczuku naturalnego. Gładki.

Twardość wg Shore'a: 45 A.

Odporność na temperaturę: -10°C do +50°C.

Uwaga: wszystkie ceny węży liczone są za jeden metr.

Modele zaczynające się od numerów E-4182 do E-4187 są przeznaczone do próżni.