



Szklane pipety Pasteura, z zatyczką z waty lub bez zatyczki

Pipety wykonane z wysokogatunkowego szkła. Zapakowane w praktycznym kartonie dozującym, chroniącym przed kurzem i zanieczyszczeniami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Szt./Op.
	E-1096	Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki	150 mm	250 szt.
	E-1097	Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki	230 mm	250 szt.
	E-1098	Szklane pipety Pasteura - z zatyczką z waty	150 mm	250 szt.
	E-1099	Szklane pipety Pasteura - z zatyczką z waty	230 mm	250 szt.

Opis

Pipety wykonane z wysokogatunkowego szkła. Zapakowane w praktycznym kartonie dozującym, chroniącym przed kurzem i zanieczyszczeniami.