



Pipety jednomiarowe - kl. B - o poj. 0,5 ml - 100 ml - Hirschmann

HIRSCHMANN[®]

Pipety jednomiarowe wykonane z czystego szkła sodowego. Brązowa podziałka. Dokładność - klasa B z oznaczeniem. Kod koloru. Pipety zgodne z normą DIN 12 690.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	N-4069	Pipety jednomiarowe - kl. B	0,5 ml	12 szt.
	N-4070	Pipety jednomiarowe - kl. B	1 ml	12 szt.
	N-4071	Pipety jednomiarowe - kl. B	2 ml	12 szt.
	N-4072	Pipety jednomiarowe - kl. B	3 ml	6 szt.
	N-4080	Pipety jednomiarowe - kl. B	4 ml	6 szt.
	N-4073	Pipety jednomiarowe - kl. B	5 ml	6 szt.
	N-4074	Pipety jednomiarowe - kl. B	10 ml	6 szt.
	N-4075	Pipety jednomiarowe - kl. B	15 ml	6 szt.
	N-4076	Pipety jednomiarowe - kl. B	20 ml	6 szt.
	N-4077	Pipety jednomiarowe - kl. B	25 ml	6 szt.
	N-4079	Pipety jednomiarowe - kl. B	50 ml	6 szt.
	N-4081	Pipety jednomiarowe - kl. B	100 ml	6 szt.

Opis

Pipety jednomiarowe wykonane z czystego szkła sodowego. Brązowa podziałka. Dokładność - klasa B z oznaczeniem. Kod koloru. Pipety zgodne z normą DIN 12 690.