



Pipety jednomiarowe kl. AS, z niebieską skalą - o poj. 1 ml - 50 ml



Szklane pipety jednomiarowe klasy AS. Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipety. Z certyfikatem serii.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Tolerancja | Wysokość |
|-----------|---------|---|-----------|------------|----------|
| | S-1469 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 1 ml | ±0,007 ml | 310 mm |
| | S-1470 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 2 ml | ±0,010 ml | 330 mm |
| | S-1471 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 3 ml | ±0,010 ml | 360 mm |
| | S-1472 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 4 ml | ±0,015 ml | 360 mm |
| | S-1473 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 5 ml | ±0,015 ml | 400 mm |
| | S-1474 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 10 ml | ±0,020 ml | 440 mm |
| | S-1475 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 11 ml | ±0,020 ml | 440 mm |
| | S-1476 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 15 ml | ±0,030 ml | 455 mm |
| | S-1477 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 20 ml | ±0,030 ml | 510 mm |
| | S-1478 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 25 ml | ±0,030 ml | 520 mm |
| | S-1479 | Pipeta jednomiarowa kl. AS, z niebieską skalą | 50 ml | ±0,050 ml | 540 mm |

Opis

Pipety jednomiarowe klasy AS, wykonane ze szkła zgodnie z normami ISO 648 i DIN 12687 (dla pipet jednomiarowych). Znak zgodności („DE-M”), numer seryjny i inne informacje nadrukowano trwałą emalią w kolorze niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipety. Certyfikat partii można pobrać ze strony internetowej producenta.

Pipety miarowe wykonane ze szkła o odporności chemicznej i właściwościach termicznych co najmniej klasy HGB3 (zgodnie z normą ISO 719).