

Pudełko do przechowywania



Pudełko z pokrywką wykonane z przezroczystego polistyrenu. Służy do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Posiada 2 rzędy po 10 przegródek, 77 x 27 x gł. 38 mm. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---------|---|
|  | 2-1540 | Pudełko do przechowywania z 20 przegródkami |

Opis

Pudełko z pokrywką wykonane z przezroczystego polistyrenu. Służy do przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Posiada 2 rzędy po 10 przegródek, 77 x 27 x gł. 38 mm. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

Wymiary zew.: 300 x 170 x wys. 45 mm.