

















Pipety wielomiarowe z objętością nominalną u góry - klasa AS - o poj. 0,5 ml - 50 ml



Pipety wielomiarowe z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835. Kalibrowane na wylew (Ex). Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Podziałka | Granica błędu | Kod barwny | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------|
|  | B-7845 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 0,5 ml | 0,01 ml | 0,006 ml | 2 x żółty | 12 szt. |
|  | B-7846 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 1 ml | 0,01 ml | 0,007 ml | żółty | 12 szt. |
|  | B-7847 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 1 ml | 0,01 ml | 0,007 ml | żółty | 12 szt. |
|  | B-7848 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 1 ml | 0,1 ml | 0,007 ml | czerwony | 12 szt. |
|  | B-7849 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 2 ml | 0,01 ml | 0,010 ml | 2 x biały | 12 szt. |
|  | B-7850 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 2 ml | 0,02 ml | 0,010 ml | czarny | 12 szt. |
|  | B-7851 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 2 ml | 0,02 ml | 0,010 ml | czarny | 12 szt. |
|  | B-7852 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 2 ml | 0,1 ml | 0,010 ml | zielony | 12 szt. |
|  | B-7853 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 5 ml | 0,05 ml | 0,030 ml | czerwony | 12 szt. |
|  | B-7854 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 5 ml | 0,1 ml | 0,030 ml | niebieski | 12 szt. |
|  | B-7855 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 10 ml | 0,1 ml | 0,05 ml | pomarańczowy | 12 szt. |
|  | B-7856 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 20 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | 2 x żółty | 6 szt. |
|  | B-7857 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 25 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | biały | 6 szt. |
|  | B-7858 | Pipety wielomiarowe kl. AS z certyfikatem zgodności | 50 ml | 0,1 ml | 0,2 ml | - | 6 szt. |

Opis

Pipety wielomiarowe z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835. Kalibrowane na wylew (Ex).

Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769.

Długość: 360 mm (z wyjątkiem nr art. B-7857 i B-7858 – dł. 450 mm).

Nr art. B-7847, B-7851, B-7853 do B-7858 nadają się do użytkowania z bawełnianymi zatyczkami.