

Prostokątne pojemniki z pokrywkami



Pojemniki prostokątne wykonane z przezroczystego polistyrenu. Ze szczelnie zamykającą pokrywką. Służą do przechowywania próbek. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wymiary | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------------------|------------------------|----------|
| | 2-1520 | Prostokątne pojemniki z pokrywkami | 50 x 30 x wys. 16 mm | 10 szt. |
| | 2-1521 | Prostokątne pojemniki z pokrywkami | 50 x 30 x wys. 25 mm | 10 szt. |
| | 2-1522 | Prostokątne pojemniki z pokrywkami | 57 x 47 x wys. 28 mm | 10 szt. |
| | 2-1523 | Prostokątne pojemniki z pokrywkami | 60 x 50 x wys. 25 mm | 10 szt. |
| | 2-1524 | Prostokątne pojemniki z pokrywkami | 70 x 15 x wys. 16 mm | 10 szt. |
| | 2-1526 | Prostokątny pojemnik z pokrywką | 325 x 215 x wys. 44 mm | 1 szt. |

Opis

Pojemniki prostokątne wykonane z przezroczystego polistyrenu. Ze szczelnie zamykającą pokrywką. Służą do przechowywania próbek. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C.

* w tabeli podano wymiary wewnętrzne