



Pojemnik do przechowywania z przezroczystego polistyrenu

Wykonany z przezroczystego polistyrenu, co pozwala na natychmiastową identyfikację zawartości. Z dużym otworem ułatwiającym dostęp do przechowywanych przedmiotów. Możliwość ustawiania piętrowego. Stabilny. Z szerokim polem na etykietę opisową oraz wgłębieniami umożliwiającymi wygodny chwyt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-1290	Pojemnik, PS, 160 x 100 x 75 mm	-
	2-1291	Pojemnik PS, 230 x 150 x 130 mm	-
	2-1293	Etykiety na pojemnik o nr-art. 2-1290	100 szt.
	2-1295	Etykiety na pojemnik o nr-art. 2-1291	100 szt.

Opis

Wykonany z przezroczystego polistyrenu, co pozwala na natychmiastową identyfikację zawartości. Z dużym otworem ułatwiającym dostęp do przechowywanych przedmiotów. Możliwość ustawiania piętrowego. Stabilny. Z szerokim polem na etykietę opisową oraz wgłębieniami umożliwiającymi wygodny chwyt.