



## Regał ścienny na drobny asortyment

Idealny na drobny asortyment laboratoryjny: końcówki do pipet, probówki, fiolki, igły. Zajmuje niewiele miejsca. Przeznaczony do montażu na ścianie. Obudowa w kolorze białym wykonana z tworzywa HDPE. Na dwóch poziomach znajduje się łącznie 8 przegródek (3 większe i 5 mniejszych). Przedmioty wysuwają się automatycznie z pojemnika, co ułatwia ich wyjmowanie. Półeczka pomiędzy poziomami oraz część frontowa wykonane są ze szkła akrylowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1618	Regał ścienny na drobny asortyment

### Opis

Idealny na drobny asortyment laboratoryjny: końcówki do pipet, probówki, fiolki, igły. Zajmuje niewiele miejsca. Przeznaczony do montażu na ścianie. Obudowa w kolorze białym wykonana z tworzywa HDPE. Na dwóch poziomach znajduje się łącznie 8 przegródek (3 większe i 5 mniejszych). Przedmioty wysuwają się automatycznie z pojemnika, co ułatwia ich wyjmowanie. Półeczka pomiędzy poziomami oraz część frontowa wykonane są ze szkła akrylowego.

**Wymiary (szer. x gł. x wys.):** 510 x 225 x 385 mm.

**Grubość ścianek:** 4 mm.