



## Taca szufladowa z polipropylenu

Piętrowa taca szufladowa, przystosowana do przechowywania małych narzędzi laboratoryjnych, np. pincet, szpatulek, itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	P-1578	Taca szufladowa piętrowa z PP

### Opis

Piętrowa taca szufladowa, przystosowana do przechowywania małych narzędzi laboratoryjnych, np. pincet, szpatulek, itp.

**Wymiary:** 390 x 305 x 70 mm.