




## Koszyk na butelki

Praktyczny koszyk do noszenia butelek. Z wytrzymałego drutu stalowego powleczonego tworzywem sztucznym. Mocny i stabilny uchwyt oraz wewnętrzne przegródki pozwalają transportować kilka butelek jednocześnie.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                         |
|---|---------|-------------------------------|
|  | 2-2341  | Koszyk na butelki - 4 x 1 l   |
|  | 2-2343  | Koszyk na butelki - 6 x 1 l   |
|  | 2-2342  | Koszyk na butelki - 2 x 2,5 l |

### Opis

Praktyczny koszyk do noszenia butelek. Z wytrzymałego drutu stalowego powleczonego tworzywem sztucznym. Mocny i stabilny uchwyt oraz wewnętrzne przegródki pozwalają transportować kilka butelek jednocześnie.