



## Pojemnik ochronny do transportu



Przeźroczysty, autoklawowalny pojemnik przeznaczony do przechowywania lub transportu próbek niebezpiecznych. Wykonany z poliwęglanu. Z silikonową uszczelką i szczelnie zamykającymi zatrzaskami. Mocny i wytrzymały. Zgodny ze standardem OSHA 29 CFR część 1910.1930 dotyczącym ochrony przed hematogennymi patogenami krwi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	4-1809	Pojemnik ochronny do transportu
	4-1810	Akcesoria dodatkowe: uchwyt do transportu ze stali szlachetnej

### Opis

Przeźroczysty, autoklawowalny pojemnik przeznaczony do przechowywania lub transportu próbek niebezpiecznych. Wykonany z poliwęglanu. Z silikonową uszczelką i szczelnie zamykającymi zatrzaskami. Mocny i wytrzymały. Zgodny ze standardem OSHA 29 CFR część 1910.1930 dotyczącym ochrony przed hematogennymi patogenami krwi.

**Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.):** 300 x 125 x 160 mm.

**Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):** 370 x 170 x 175 mm.

Do nabycia osobno uchwyt ze stali szlachetnej.