



## Wózek laboratoryjny

Wózek 2-piętrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Wyposażony w hamulce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1246	Wózek transportowy ze stali nierdzewnej, 2-piętrowy

### Opis

Wózek 2-piętrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Wyposażony w hamulce.

**Wymiary:** 86 cm x 54 cm x 92 cm (dł. x szer. x wys.).

**Wymiary powierzchni roboczej:** 80 cm x 50 cm (dł. x szer.).

**Odległość między półkami:** 56,5 cm.

**Udźwig:** 110 kg.