




## Wózek laboratoryjny

Wózek 3-piętrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Wyposażony w hamulce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1247	Wózek transportowy ze stali nierdzewnej, 3-piętrowy

### Opis

Wózek 3-piętrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Wyposażony w hamulce.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 86 cm x 54 cm x 92 cm.

**Odległość między półkami:** 25 cm.

**Udźwig:** 145 kg.