




## Wózek laboratoryjny - z wanną

Wózek 3-piętrowy z wanną. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w hamulce.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary (szer. x gł. x wys.)
	B-1248	Wózek transportowy ze stali nierdzewnej - 3-piętrowy - z wanną	93 x 60 x 99 cm

### Opis

Wózek 3-piętrowy z wanną. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w hamulce.

**Wymiary:** 93 x 60 x 99 cm (szer. x gł. x wys.).

**Wymiary półki:** ok. 83 x 51 cm (szer. x gł.).

**Udźwig:** 120 kg.

**Głębokość wanny:** 10 cm.