





Wózek transportowy ze stali szlachetnej, 3 lub 4 piętrowy

Wózek transportowy wykonany ze stali szlachetnej CrNi 18/9. Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny, łatwy w czyszczeniu. Sprawność manewrowania zapewniają 4 kółka sterujące z osłonami, dwa z nich posiadają blokadę. Na życzenie dostępne kółka z możliwością sterylizacji.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|  | 2-7073 | Wózek transportowy ze stali szlachetnej, 4-piętrowy |
|  | 2-7074 | Wózek transportowy ze stali szlachetnej, 3-piętrowy |

Opis

Wózek transportowy wykonany ze stali szlachetnej CrNi 18/9. Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny, łatwy w czyszczeniu. Sprawność manewrowania zapewniają 4 kółka sterujące z osłonami, dwa z nich posiadają blokadę. Na życzenie dostępne kółka z możliwością sterylizacji.

Wymiary półek: 800 x 500 mm.

Wymiary:

- 3 piętrowy - dł. 900 x szer. 600 x wys. 950 mm.
- 4 piętrowy - dł. 900 x szer. 600 x wys. 1260 mm.

Odległość między półkami:

- 3 piętrowy- 250 mm,
- 4 piętrowy- 275 mm.

Waga:

- 3 piętrowy - 19 kg,
- 4 piętrowy - 23 kg.

Maks. obciążenie: 130 kg.