




## Pipetor mechaniczny Pipet Helper<sup>®</sup>

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

**eppendorf**

Lekki i ergonomiczny pipetor Pipet Helper<sup>®</sup> firmy Eppendorf jest przeznaczony do pracy z pipetami serologicznymi i miarowymi. Umożliwia na precyzyjne pobieranie i dozowanie cieczy w zakresie od 0,1 do 100 ml. Łatwy w czyszczeniu. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-4015	Pipetor mechaniczny Pipet Helper <sup>®</sup>	0,1-100 ml	4423-000-010

### Opis

Przyrząd do pipetowania Pipet Helper ułatwia codzienną pracę przy przygotowywaniu roztworów i pobieraniu próbek. Jest lekki i dobrze wyważony, dlatego jego użycie wymaga niewielkiej siły. Solidna, prosta konstrukcja zapewnia łatwość konserwacji i czyszczenia. Urządzenie można sterylizować. Pipetor dedykowany jest do pracy z pipetami serologicznymi Eppendorf. Jednak dzięki specjalnie zaprojektowanemu stożkowi zasysającemu możliwa jest praca ze wszystkim rodzajami pipet miarowych, zarówno szklanych, jak i plastikowych.

Za pomocą jednego przycisku możliwe jest łatwe, szybkie i precyzyjne pobieranie cieczy o objętości od 0,1 do 100 ml, a następnie jej dozowanie. Dodatkowo Pipet Helper posiada funkcję wydmuchu, zapobiegającą powstawaniu niekontrolowanych rozprysków cieczy. Wysoka czułość układu sterowania zaworem gwarantuje bardzo precyzyjną pracę. Wymienny membranowy filtr hydrofobowy o średnicy porów 3 µm chroni pipetor przed zalaniem.