



## Wózek na kółkach

Wózek na kółkach wykonany z polietylenu. Idealny do laboratorium. Maksymalne obciążenie do 70 kg. Nie przewodzi elektryczności. Odporny na uderzenia. Łatwy w czyszczeniu. Bez ostrych krawędzi i kantów. Prosty montaż (w dostawie młotek gumowy). Powierzchnia górna ze zintegrowanymi uchwytami. Wyposażony w 4 kółka utrzymujące kierunek o średnicy 10 cm (dwa z nich z blokadami).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wys.zew.	Odległość
	2-2155	Wózek na kółkach z 2 półkami	66 cm	między półkami 45 cm
	2-2150	Wózek na kółkach z 3 półkami	86 cm	między półkami 30 cm
	2-2151	Wózek na kółkach z 3 półkami	86 cm	między półkami 16/45 cm
	2-2156	Wózek na kółkach z 4 półkami	93 cm	-

### Opis

Wózek na kółkach wykonany z polietylenu. Idealny do laboratorium. Maksymalne obciążenie do 70 kg. Nie przewodzi elektryczności. Odporny na uderzenia. Łatwy w czyszczeniu. Bez ostrych krawędzi i kantów. Prosty montaż (w dostawie młotek gumowy). Powierzchnia górna ze zintegrowanymi uchwytami. Wyposażony w 4 kółka utrzymujące kierunek o średnicy 10 cm (dwa z nich z blokadami).

**Wymiary podstawowe:** 46 x 61 cm (gł. x szer.).

**Kolor:** szary.