



Wężę z PVC do pomp



Przeźroczyste, giętkie. Mogą być sterylizowane w autoklawach. Znakomicie nadają się do pomp perystaltycznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (certyfikat FDA). Znakowane co 30 cm średnicą wewnętrzną i grubością ścianki, co zapobiega myleniu wymiarów. Dostarczane w praktycznym kartoniku zabezpieczającym przed zakurzeniem. Nie nadają się do celów medycznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Śr.wew.	Dł.rolki
	2-4031	Wąż z PVC w pojemniku dozującym	4,8 mm	3,2 mm	15 m
	2-4032	Wąż z PVC w pojemniku dozującym	6,4 mm	3,2 mm	15 m
	2-4033	Wąż z PVC w pojemniku dozującym	7,9 mm	4,8 mm	15 m

Opis

Przeźroczyste, giętkie. Mogą być sterylizowane w autoklawach. Znakomicie nadają się do pomp perystaltycznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (certyfikat FDA). Znakowane co 30 cm średnicą wewnętrzną i grubością ścianki, co zapobiega myleniu wymiarów. Dostarczane w praktycznym kartoniku zabezpieczającym przed zakurzeniem. Nie nadają się do celów medycznych.

Stopień twardości: 55 Shore'a.