



Statywy Tube Holder do miksera MixMate[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Statywy Tube Holder dedykowane do miksera MixMate[®]. Umożliwiają mieszanie próbek w najpopularniejszych formatach probówek lub płytek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-5043	Statyw Tube Holder	0,2 ml	96 miejsc	5353-040-113
	K-5044	Statyw Tube Holder	0,5 ml	24 miejsca	5353-040-121
	K-5045	Statyw Tube Holder	1,5/2,0 ml	24 miejsca	5353-040-130
	K-5046	Statyw Tube Holder	5/15 ml	8 miejsc	5353-040-148
	K-5047	Statyw Tube Holder	25/50 ml	4 miejsca	5353-040-156

Opis

Uchwyty do probówek Tube Holder do stosowania z [mikserem laboratoryjnym MixMate[®]](#). Dostępnych pięć modeli obejmujących najbardziej popularne rozmiary i typy probówek. Statyw **K-5043** przeznaczony jest na **96 probówek do PCR o poj. 0,2 ml**. Pasują do niego również **probówki do PCR w paskach**, jak również 1 płytka **PCR 96-dołkowa typu semi-skirted lub unskirted**. Kolejny model, K-5044, ma 24 miejsca na probówki o poj. **0,5 ml**. Statyw K-5045 może pomieścić do 24 probówek typu Eppendorf o poj. **1,5/2,0 ml**. Tube Holder K-5046 ma 8 miejsc na probówki wirówkowe o poj. **5 /15 ml**. Ostatni model K-5047 umożliwia mieszanie 4 probówek o poj. **25 ml** lub **50 ml**. Uchwyty do probówek są mocowane na zatrzask. Dzięki temu można je łatwo i bezproblemowo montować i zdejmować.