



**Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran - ze
 spiekem, bez szlif**



Kolumna chromatograficzna firmy Lenz wykonana ze szkła Duran, ze spiekem oraz z kranem odcinającym wykonanym z PTFE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Długość	Średnica	Pojemność
	G-5021	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	200 mm	10 mm	15 ml
	G-5022	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	200 mm	15 mm	35 ml
	G-5023	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	400 mm	20 mm	125 ml
	G-5024	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	600 mm	30 mm	430 ml
	G-5025	Kolumna chromatograficzna	ze spiekem	800 mm	40 mm	1000 ml

Opis

Kolumna chromatograficzna wykonana ze szkła Duran do zastosowań z zakresu chromatografii cieczowej. Posiada spiek. Szkło borokrzemowe 3.3 jest odporne na wysoką temperaturę i większość odczynników chemicznych. Kolumna wyposażona jest w zawór odcinający z PTFE.

Dostępnych jest 5 wariantów kolumn chromatograficznych Lenz o różnej pojemności. Umożliwia to optymalnie dobrać model do ilości używanego silikażelu i wielkości oczyszczanej próbki.