



## Wózek platformowy ze stali szlachetnej

Uniwersalny wózek do transportu wykonany ze stali szlachetnej CrNi 18/9. Konstrukcja wózka umożliwia łatwe utrzymanie higieny. Zaokrąglone krawędzie zapobiegają gromadzeniu się brudu. Wyposażony w narożniki chroniące przed uszkodzeniem drzwi lub ścian. Sprawność manewrowania zapewniają 4 duże kółka sterujące, w tym dwa z nich posiadają blokadę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-7076	Wózek ze stali szlachetnej

### Opis

Uniwersalny wózek platformowy do transportu wykonany ze stali szlachetnej CrNi 18/9. Konstrukcja wózka umożliwia łatwe utrzymanie higieny. Zaokrąglone krawędzie zapobiegają gromadzeniu się brudu. Wyposażony w narożniki chroniące przed uszkodzeniem drzwi lub ścian. Sprawność manewrowania zapewniają 4 duże kółka sterujące, w tym dwa z nich posiadają blokadę.

**Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.):** 820 x 545 x 245 mm.

**Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):** 983 x 605 x 1020 mm.

**Przekrój uchwyty (kwadratowy):** 25 x 25 mm.

**Śr. kółek:** 125 mm.

**Maks. obciążenie:** 120 kg.

**Waga:** 17,1 kg.