



## Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran - ze spiekem, ze szlifem



Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran ze spiekem, ze szklanym szlifem oraz zaworem z PTFE.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                     | Typ        | Długość | Średnica | Pojemność | Szlif    |
|-----------|---------|---------------------------|------------|---------|----------|-----------|----------|
|           | G-5030  | Kolumna chromatograficzna | ze spiekem | 100 mm  | 10 mm    | 8 ml      | NS 14/23 |
|           | G-5031  | Kolumna chromatograficzna | ze spiekem | 200 mm  | 10 mm    | 15 ml     | NS 14/23 |
|           | G-5032  | Kolumna chromatograficzna | ze spiekem | 300 mm  | 10 mm    | 23 ml     | NS 14/23 |
|           | G-5033  | Kolumna chromatograficzna | ze spiekem | 200 mm  | 15 mm    | 35 ml     | NS 14/23 |
|           | G-5035  | Kolumna chromatograficzna | ze spiekem | 400 mm  | 20 mm    | 125 ml    | NS 29/32 |
|           | G-5036  | Kolumna chromatograficzna | ze spiekem | 600 mm  | 30 mm    | 430 ml    | NS 29/32 |

### Opis

Kolumna chromatograficzna wykonana jest ze szkła borokrzemowego 3.3 odpornego na ogrzewanie i większość odczynników chemicznych. Posiada spiek oraz szklany szlif. Wyposażona jest w zawór odcinający z PTFE. Przeznaczona jest do chromatografii cieczowej (LC). Dostępne są warianty ze szlifem NS 14/23 oraz NS 29/32 o różnej pojemności. Dzięki temu można wybrać model odpowiedni do ilości żelu krzemionkowego i wielkości oczyszczanej próbki.