



Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran - bez spieku, bez szlifu



Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran bez spieku, bez szlifu. Z kranem wykonanym z PTFE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Długość	Średnica	Pojemność
	G-5001	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	200 mm	10 mm	15 ml
	G-5002	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	200 mm	15 mm	35 ml
	G-5003	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	400 mm	20 mm	125 ml
	G-5004	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	600 mm	30 mm	430 ml
	G-5005	Kolumna chromatograficzna	bez spieku	800 mm	40 mm	1000 ml

Opis

Kolumna chromatograficzna wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 do chromatografii cieczowej (LC). Szkło Duran jest odporne termicznie i chemicznie. Prosty model bez spieku oraz bez szlifu. Kolumna chromatograficzna ze szkła Duran wyposażona jest w zawór odcinający z PTFE. Powyżej zaworu posiada wtopione występy do utrzymywania korków z waty bawełnianej. W ofercie 5 wariantów o różnej pojemności. Pozwala to optymalnie dobrać model do ilości używanego żelu krzemionkowego i wielkości oczyszczanej próbki.