





















Statyw z PP na próbki - śr. otw. 13-30 mm

Kartell

Duży, pojemny statyw wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny w temperaturze 121°C przez 20 minut. Dostępne w 4 kolorach. Pięć modeli o różnej liczbie miejsc, przeznaczonych do próbek o śr. 13, 16, 20, 25 lub 30 mm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Śr. otworów | Rzędy | Liczba miejsc | Kolor |
|---|---------|-----------------------|-------------|--------|---------------|-----------|
|  | M-5111 | Statyw z PP na próbki | 13 mm | 6 x 15 | 90 miejsc | biały |
|  | M-5112 | Statyw z PP na próbki | 13 mm | 6 x 15 | 90 miejsc | niebieski |
|  | M-5113 | Statyw z PP na próbki | 13 mm | 6 x 15 | 90 miejsc | żółty |
|  | M-5114 | Statyw z PP na próbki | 13 mm | 6 x 15 | 90 miejsc | czerwony |
|  | M-5121 | Statyw z PP na próbki | 16 mm | 5 x 12 | 60 miejsc | biały |
|  | M-5122 | Statyw z PP na próbki | 16 mm | 5 x 12 | 60 miejsc | niebieski |
|  | M-5123 | Statyw z PP na próbki | 16 mm | 5 x 12 | 60 miejsc | żółty |
|  | M-5124 | Statyw z PP na próbki | 16 mm | 5 x 12 | 60 miejsc | czerwony |
|  | M-5131 | Statyw z PP na próbki | 20 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | biały |
|  | M-5132 | Statyw z PP na próbki | 20 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | niebieski |
|  | M-5133 | Statyw z PP na próbki | 20 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | żółty |
|  | M-5134 | Statyw z PP na próbki | 20 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | czerwony |
|  | M-5141 | Statyw z PP na próbki | 25 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | biały |
|  | M-5142 | Statyw z PP na próbki | 25 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | niebieski |
|  | M-5143 | Statyw z PP na próbki | 25 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | żółty |
|  | M-5144 | Statyw z PP na próbki | 25 mm | 4 x 10 | 40 miejsc | czerwony |

| | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|-------|-------|------------|-----------|
|  | M-5151 | Statyw z PP na próbówki | 30 mm | 3 x 8 | 24 miejsca | biały |
|  | M-5152 | Statyw z PP na próbówki | 30 mm | 3 x 8 | 24 miejsca | niebieski |
|  | M-5153 | Statyw z PP na próbówki | 30 mm | 3 x 8 | 24 miejsca | żółty |
|  | M-5154 | Statyw z PP na próbówki | 30 mm | 3 x 8 | 24 miejsca | czerwony |

Opis

Duży statyw firmy [Kartell](#) wykonany z polipropylenu. Możliwość sterylizacji w temperaturze 121°C przez 20 minut. Dostępny w czterech kolorach: białym, niebieskim, żółtym i czerwonym. Występuje w pięciu rozmiarach przeznaczonych do probówek o najpopularniejszych średnicach: 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm oraz 30 mm. Statyw Kartell sprawdzi się w pracy laboratoryjnej w warunkach mokrych i suchych, w zamrażarkach oraz w łaźniach wodnych.