



Kriopudełka 100-miejscowe z PP



Kriopudełka do przechowywania mikropróbówek lub krioprobówek. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne. Odpowiednie dla probówek o pojemności 1,5/2,0 ml. Posiadają oznakowanie alfanumeryczne na spodzie. Przeznaczone są do wielokrotnego użytku. Pokrywka na zawiasach zamykana na zatrzask.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	R-0020	Kriopudełka z PP	bezbabarne	100 miejsc	5 szt.
	R-0021	Kriopudełka z PP	niebieskie	100 miejsc	5 szt.
	R-0024	Kriopudełka z PP	żółte	100 miejsc	5 szt.
	R-0026	Kriopudełka z PP	czarne	100 miejsc	5 szt.
	R-0027	Kriopudełka z PP	niebieski, zielony, fioletowy, żółty, pomarańczowy	100 miejsc	5 szt.

Opis

Sztywne, polipropylenowe pudełka do przechowywania próbek mają trwałe trzypunktowe zawiasy i zatrzaskową klamrę, które zapewniają bezpieczne zamknięcie. Kriopudełka Heathrow Scientific mogą być zamrażane, a także sterylizowane w 121°C. Wytłaczane linie siatki na pokrywie i dodatkowy alfanumeryczny nadruk na dnie podstawy (nie dotyczy czarnych pudełek) zapewnia łatwość identyfikacji próbek. Pakowane po 5 sztuk. Dostępne w czterech kolorach: bezbarwnym (białym), niebieskim, żółtym oraz czarnym. W skład zestawu R-0027 wchodzi 5 pudełek o różnych kolorach – niebieskie, zielone, fioletowe, żółte i pomarańczowe.

Wymiary: 141 x 151 x 57 mm.

Zakres temperatur: od -80°C do 121°C.