







## Kriopudełka 81-miejscowe z PP



Kriopudełka z 81 dołkami wykonane z polipropylenu. Kompaktowe wymiary do przechowywania mikropróbówek i fiolek kriogenicznych. Przeznaczone do próbek o pojemności 1,5/2,0 ml. Autoklawowalne. Dostępne w opakowaniach po 5 szt.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa            | Kolor  | Szt./Op. |
|---|---------|------------------|--|----------|
|    | R-0010  | Kriopudełko z PP | bezbarwne  | 5 szt.   |
|   | R-0011  | Kriopudełko z PP | niebieskie                                       | 5 szt.   |
|  | R-0012  | Kriopudełko z PP | zielone  | 5 szt.   |
|  | R-0013  | Kriopudełko z PP | różowe   | 5 szt.   |
|  | R-0014  | Kriopudełko z PP | żółte  | 5 szt.   |
|  | R-0015  | Kriopudełko z PP | pomarańczowe                                     | 5 szt.   |
|  | R-0016  | Kriopudełko z PP | czarne   | 5 szt.   |
|  | R-0017  | Kriopudełko z PP | niebieskie, zielone, różowe, żółte, pomarańczowe | 5 szt.   |

### Opis

Kriopudełka do przechowywania próbek wyposażone w 81 miejsc. Wykonane z polipropylenu wysokiej jakości. Przeznaczone do próbek typu Eppendorf i krioprobówek o pojemności 1,5/2,0 ml. Możliwość układania w stosy, co znacznie oszczędza cenne miejsce w laboratorium. Pudełka Heathrow Scientific posiadają identyfikację alfanumeryczną do szybkiej lokalizacji i wyszukiwania próbek oraz matowy obszar na etykiety. Wyposażone w dobrze dopasowaną pokrywkę. Można je przechowywać w temperaturze od -80°C do 121°C.

Dostępne w opakowaniach po 5 sztuk w wielu wariantach kolorystycznych. Dla próbek wrażliwych na światło dostępne są kriopudełka w kolorze czarnym.

**Wymiary:** 130 x 130 x 47 mm.

**Zakres temperatur:** od -80°C do 121°C.