







## Kriopudełka 100-miejscowe z PC

**Simport**

Kriopudełka wykonane z wytrzymałego poliwęglanu (PC). Przeznaczone do krioprobówek o pojemności 1,2 i 2,0 ml. Autoklawowalne. Nadają się do głębokiego mrożenia w temperaturze -196°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Liczba miejsc	Szt./Op.
	A-733091	Kriopudełko z PC	czerwone	133 x 133 x 52 mm	100-miejscowe	1 szt.
	A-733092	Kriopudełko z PC	niebieskie	133 x 133 x 52 mm	100-miejscowe	1 szt.
	A-733093	Kriopudełko z PC	zielone	133 x 133 x 52 mm	100-miejscowe	1 szt.
	A-733094	Kriopudełko z PC	żółte	133 x 133 x 52 mm	100-miejscowe	1 szt.

### Opis

Kriopudełka wykonano z wytrzymałego poliwęglanu (PC). Przeznaczone do krioprobówek o pojemności 1,2 i 2,0 ml. Posiadają 100 miejsc i oznakowanie alfanumeryczne w celu szybkiej identyfikacji próbek. Pokrywki są przezroczyste, natomiast podstawy dostępne w czterech kolorach. Można je przechowywać w temperaturze od -196 °C do +121 °C.