



## Statyw z PE na szkiełka mikroskopowe



Statyw wykonany z polietylenu (PE). Przeznaczony do przechowywania, czyszczenia i suszenia szkiełek mikroskopowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Wymiary	Kolor
	R-0141	Statyw na szkiełka mikroskopowe	15 miejsc	153 x 102 x 21 mm	biały
	R-0142	Statyw na szkiełka mikroskopowe	40 miejsc	298 x 105 x 24 mm	biały
	R-0143	Statyw na szkiełka mikroskopowe	78 miejsc	299 x 178 x 21 mm	biały

### Opis

Statyw jest wykonany z odpornego chemicznie polietylenu (PE). Produkt ten utrzymuje szkiełka mikroskopowe podczas oceny, czyszczenia i suszenia. Jest solidny i trwały. Mocna konstrukcja i gumowe nóżki zapewniają stabilność produktu. Przeznaczony jest do szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.