




## Kasetka na szkiełka podstawowe True North<sup>®</sup> - na 100 szkiełek



Kasetka na szkiełka mikroskopowe do niskich temperatur True North<sup>®</sup> wykonana z poliwęglanu. Umożliwia przechowywanie do 100 szkiełek podstawowych w temperaturze -80 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Liczba miejsc
	R-0131	Kasetka na szkiełka podstawowe	PC	fioletowa	175 x 208 x 34 mm	100 miejsc

### Opis

Pojemnik na szkiełka mikroskopowe do niskich temperatur True North<sup>®</sup>. Wykonany z poliwęglanu (PC), zamknięcie ze stali szlachetnej. Kasetka True North<sup>®</sup> zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport do 100 szkiełek podstawowych o wymiarach 26 x 76 mm. Kasetki mogą być układane jedna na drugiej. Można je przechowywać w temperaturze do -80 °C.