











## Krystalizatory ze szkła Duran - bez wylewu



Krystalizatory szklane bez wylewu. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Odporne na działanie odczynników chemicznych, nagłe zmiany temperatur oraz odznaczające się dużą wytrzymałością mechaniczną. Dostępne w szerokiej gamie pojemności - od 20 ml do 3500 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	G-2021	Krystalizator bez wylewu	20 ml	40 mm	25 mm
	G-2022	Krystalizator bez wylewu	40 ml	50 mm	30 mm
	G-2023	Krystalizator bez wylewu	60 ml	60 mm	35 mm
	G-2024	Krystalizator bez wylewu	100 ml	70 mm	40 mm
	G-2025	Krystalizator bez wylewu	150 ml	80 mm	45 mm
	G-2026	Krystalizator bez wylewu	300 ml	95 mm	55 mm
	G-2027	Krystalizator bez wylewu	500 ml	115 mm	65 mm
	G-2028	Krystalizator bez wylewu	900 ml	140 mm	75 mm
	G-2029	Krystalizator bez wylewu	2000 ml	190 mm	90 mm
	G-2030	Krystalizator bez wylewu	3500 ml	230 mm	100 mm

### Opis

Krystalizator szklany bez wylewu. Wytworzony ze szkła borokrzemowego 3.3. Odznaczający się dużą wytrzymałością mechaniczną. Odporny na nagłe zmiany temperatur oraz na działanie odczynników chemicznych. Charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań. Może być stosowany do przygotowywania łaźni solno-lodowych, czy łaźni olejowych. Stanowi podstawowe wyposażenie każdego laboratorium.