



## Pierścienie wylewowe z ETFE



Pierścienie wylewowe z ETFE. Przeznaczone do laboratoryjnych butelek szklanych Duran.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Szt./Op.
	G-0221	Pierścienie wylewowe z ETFE	GL32	10 szt.
	G-0222	Pierścienie wylewowe z ETFE	GL45	10 szt.

### Opis

Pierścienie wylewowe z ETFE. Przeznaczone do butelek szklanych Duran z gwintem GL 32 i GL 45. Kompatybilne z zakrętkami Duran wykonanymi z [PBT z otworem](#) i [bez otworu](#). W pełni autoklawowalne w temperaturze 121 °C lub 134 °C. Odporne chemicznie. Zapewniają nalewanie bez kapania.