






Pierścienie wylewowe Duran z PP



Pierścienie wylewowe Duran wykonane z PP. Autoklawowalne. Pasują do butelek z gwintem GL 32 i GL 45.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Gwint | Szt./Op. |
|---|---------|----------------------------|-----------|-------|----------|
|  | G-0171 | Pierścienie wylewowe Duran | niebieski | GL32 | 10 szt. |
|  | G-0172 | Pierścienie wylewowe Duran | niebieski | GL45 | 10 szt. |
|  | G-0173 | Pierścienie wylewowe Duran | żółty | GL45 | 10 szt. |
|  | G-0174 | Pierścienie wylewowe Duran | zielony | GL45 | 10 szt. |
|  | G-0175 | Pierścienie wylewowe Duran | szary | GL45 | 10 szt. |

Opis

Oryginalne pierścienie wylewowe Duran wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne. Pasują do butelek z gwintem GL 32 i GL 45. Dostępne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i szarym.