


## Zakrętki Duran Premium



Zakrętki Duran Premium wykonane są z PFA, PTFE, silikonu zgodnie ze standardami FDA/USP/EP i JP. Są wysoce odporne chemicznie i termicznie. W pełni autoklawowalne. Można je przechowywać w temperaturach od -196 °C do +260 °C. Kompatybilne z butelkami z gwintami GL 25 i GL 45. Ze względu na wysoką odporność na temperaturę można je poddawać sterylizacji gorącym powietrzem, suchym ciepłem i depirogenizacji. Idealne do stosowania w przemyśle farmaceutycznym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Szt./Op.
	G-0183	Zakrętki Duran Premium	GL25	5 szt.
	G-0185	Zakrętki Duran Premium	GL45	5 szt.

### Opis

Zakrętki Duran Premium wykonane z polimeru o wysokiej czystości bez barwników. Zakrętki Duran z fluoropolimeru zapewniają wysoką odporność chemiczną oraz odporność zarówno na niskie, jak i na wysokie temperatury. Można przechowywać je w temperaturach od -196 °C do +260 °C. Nadają się do pracy w ciekłym azocie. Zakrętki Duran Premium zapewniają niezawodne i szczelne zamknięcie. Idealnie nadają się do długoterminowego przechowywania i transportu wrażliwych produktów. Odpowiednie do stosowania w przemyśle farmaceutycznym. W pełni kompatybilne z gwintami GL 25 i GL 45. Do zakrętek GL 45 dedykowany jest specjalny [pierścień wylewowy z PFA](#), który umożliwi wylanie bez kapania.

Gama zakrętek Duran obejmuje również: [zakrętki z membraną](#) do hodowli komórkowych, wytrzymałe zakrętki Duran wykonane z PBT ([bez otworu](#) lub [z otworem](#)), zakrętki z pierścieniem plombującym oraz [kolorowe zakrętki wykonane z polipropylenu](#).