




## Pierścienie wylewowe Duran Premium



Pierścienie wylewowe Duran Premium wykonane z PFA. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196 °C do +260 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Gwint	Szt./Op.
	G-0195	Pierścienie wylewowe Duran Premium	bezbarwne	GL45	5 szt.

### Opis

Pierścienie wylewowe Duran Premium wykonane z PFA (polimeru perfluoroalkoksyłowego). Tworzywo zastosowane przy produkcji jest najwyższej jakości. Nie zawiera barwników, nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań farmaceutycznych. Pierścienie Duran Premium idealnie pasują do [nakrętek Duran Premium](#). Dopasowany pierścień wylewowy z PFA umożliwia wylanie bez kapania. Razem z nakrętką tworzą bardzo szczelne zamknięcie. Dlatego idealnie nadają się do długoterminowego przechowywania i transportu wrażliwych produktów. Pierścienie wylewowe Duran Premium nadają się do pracy w ciekłym azocie. Są odporne na temperatury od -196 °C do +260 °C. Wykazują również wysoką odporność chemiczną.