




Statyw na pipety Socorex - 3-miejscowy



Statyw 3-miejscowy na pipety szwajcarskiej firmy Socorex. Wykonany z poliamidu. Przeznaczony na pipety Socorex[®] mikro, makro i wielokanałowe. Umożliwia również przechowywanie pipet do przygotowania rozcieńczeń Acura[®] 810 i mikrodozujących Acura[®] 865. Ma obciążoną podstawę i podkładki antypoślizgowe, które gwarantują wysoką stabilność.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta
	N-0740	Statyw na 3 pipety Socorex	jasnoszary	320-340

Opis

Statyw na pipety Socorex 3-pozycyjny. W całości wykonany z poliamidu. Oprócz klasycznych pipet, umożliwia przechowywanie pipet do przygotowania rozcieńczeń Acura[®] 810 i mikrodozujących Acura[®] 865. Zapewnia łatwy dostęp do każdego instrumentu. Chroni je przed uszkodzeniem i zwiększa żywotność. **Obciążona podstawa i podkładki antypoślizgowe** gwarantują wysoką stabilność statywu.