


















Kolorowe nasadki do pipet Acura[®]



Nasadki do pipet Acura[®] przeznaczone do identyfikowania pipet. Pozwalają na przypisanie pipet do danego działu lub laboratorium. Wyprodukowane w Szwajcarii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	N-0762	Nasadki do pipet Acura [®]	biały	6 szt.
	N-0763	Nasadki do pipet Acura [®]	zielony	6 szt.
	N-0764	Nasadki do pipet Acura [®]	cytrynowy	6 szt.
	N-0765	Nasadki do pipet Acura [®]	niebieski	6 szt.
	N-0766	Nasadki do pipet Acura [®]	czerwony	6 szt.
	N-0767	Nasadki do pipet Acura [®]	szary	6 szt.
	N-0768	Nasadki do pipet Acura [®]	waniliowy	6 szt.
	N-0769	Nasadki do pipet Acura [®]	żółty	6 szt.
	N-0770	Nasadki do pipet Acura [®]	pomarańczowy	6 szt.
	N-0771	Nasadki do pipet Acura [®]	różany	6 szt.
	N-0772	Nasadki do pipet Acura [®]	różowy	6 szt.
	N-0773	Nasadki do pipet Acura [®]	fioletowy	6 szt.
	N-0774	Nasadki do pipet Acura [®]	bladoniebieski	6 szt.
	N-0775	Nasadki do pipet Acura [®]	miętowy	6 szt.
	N-0776	Nasadki do pipet Acura [®]	mix kolorów	14 szt.

Opis

Kolorowe nasadki do pipet Acura® szwajcarskiej firmy Socorex pozwalają identyfikować indywidualne pipety, ich przynależność do danego działu lub laboratorium. Dostępne są w 14 różnych kolorach. Istnieje możliwość zamówienia nasadek w dowolnym z 14 dostępnych kolorów lub opakowania zawierającego wymieszane kolory (po 1 szt. z każdego).