



Okrągłe filtry bibułowe - typ 12A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. .

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2139	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2140	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2141	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2142	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2143	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2144	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2145	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2146	Okrągłe filtry bibułowe, typ 12A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,007%. **Typ 12A.**
Grubość: 0,17 mm. **Czas filtracji:** 20 s. **Gramatura:** 84 g/m². **Retencja:** 8-12 μm.