



## Dozownik strzykawkowy Stepper™ 416



Dozownik strzykawkowy Stepper™ 416 jest najnowszą generacją pipety powtarzalnej przeznaczonej do niezawodnego dozowania w zakresie od 10 do 5000 µl. Unikalny mechanizm eliminuje zmęczenie kciuka podczas wykonywanych badań. Wykonany z materiałów zapewniających wyjątkową odporność na wstrząsy. Kompaktowy kształt pipety znacznie ogranicza możliwość zanieczyszczenia wnętrza instrumentu. Regulowany dozownik strzykawkowy Stepper™ 416 dostarczany jest z 3 kolorowymi przyciskami wyboru i próbkami strzykawek Ecostep™.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0702	Dozownik strzykawkowy Stepper™ 416	10-5000 µl	416-5000	1 szt.

### Opis

Dozownik strzykawkowy Stepper™ 416 to najnowsza generacja pipety powtarzalnej przeznaczonej do niezawodnego dozowania w zakresie od 10 do 5000 µl. Idealny do seryjnego pipetowania. Posiada 3 zakresy objętości. Dostarczany z 3 kolorowymi przyciskami wyboru i próbkami strzykawek Ecostep™. Odpowiednie, kolorowo kodowane pokrętko należy założyć na pipetę i włożyć właściwą końcówkę. Pokrętko nastawia się na wybraną objętość, która jednocześnie wskazuje ilość dozowań. Posiada mechanizm samoblokujący, który zapobiega dozowaniu niepełnej objętości, zanim dozowanie zostanie zakończone. Przyjazny, aktywowany czterema palcami mechanizm spustowy eliminuje zmęczenie kciuka podczas powtarzanego dozowania. Wykonany z materiałów zapewniających znakomitą odporność na wstrząsy. Kompaktowy kształt ogranicza możliwość zanieczyszczenia wnętrza urządzenia.