



Końcówki strzykawkowe Ecostep™ do dozowników Socorex



Końcówki strzykawkowe Ecostep™ do dozowników Stepper™ 411 i 416. Wykonane z PE/PP, materiałów odpornych chemicznie. Dostępne sterylne lub niesterylne. Kodowane kolorami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Obj. próbki	Kolor	Stopień czystości	Nr producenta	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	N-0911	Końcówki strzykawkowe Ecostep™	0,75 ml	10-100 µl	żółte	niesterylne	316-010	worek	100 szt.
	N-0912	Końcówki strzykawkowe Ecostep™	0,75 ml	10-100 µl	żółte	sterylne	316-010-9	pak. ind.	100 szt.
	N-0913	Końcówki strzykawkowe Ecostep™	3,75 ml	50-500 µl	niebieskie	niesterylne	316-050	worek	100 szt.
	N-0914	Końcówki strzykawkowe Ecostep™	3,75 ml	50-500 µl	niebieskie	sterylne	316-050-9	pak. ind.	100 szt.
	N-0915	Końcówki strzykawkowe Ecostep™	37,5 ml	500-5000 µl	czerwone	niesterylne	316-500	worek	100 szt.
	N-0916	Końcówki strzykawkowe Ecostep™	37,5 ml	500-5000 µl	czerwone	sterylne	316-500-9	pak. ind.	100 szt.

Opis

Końcówki Ecostep™ dedykowane do dozowników ręcznych Stepper™ 411 i 416. Wytworzone z materiałów odpornych chemicznie (PE/PP). Trzy rozmiary końcówek obejmują pełny zakres objętości od 10 do 5000 µl. Dostarczane niesterylne luzem lub sterylne, pakowane indywidualnie. Końcówki sterylne do dozowników są wolne od DNaz, RNaz i apirogenne. Kodowane kolorami w celu zmniejszenia ryzyka pomyłki podczas przeprowadzania badania.