



Kapsle Kimble[®] KIM-KAP[™] do probówek hodowlanych



Kapsle Kimble[®] KIM-KAP[™] są wykonane z polipropylenu. Umożliwiają zamknięcie probówek lub kolb hodowlanych. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Średnica	Szt./Op.
	G-8225	Kapsle KIM-KAP [™]	bezbabarwne	25 mm	500 szt.

Opis

Polipropylenowe kapsle Kimble[®] KIM-KAP[™] umożliwiają zamknięcie probówek lub kolb hodowlanych i zachowanie ich sterylności. Są alternatywą dla korków celulozowych. Kompatybilne z [probówkami Kimble do hodowli ze znacznikiem](#). Autoklawowalne.